



# ADHESIVOS Y CEMENTOS

## ADHESIVOS Y CEMENTOS

## ADHESIVO BRACKETS KURASPER KIT

Adhesivo fotopolimerizable que libera iones de flúor con continuidad.

Adhesión alta e inmediata sin dañar el esmalte, con viscosidad óptima para un perfecto ajuste de los brackets.

**Compatible con:** Brackets metálicos, cerámicos y de composite con retención mecánica.

**Contiene:** F-Bond (2ml), Paste (2ml/4gr), K-Etchant gel (6ml), 50 puntas de pincel desechables, 1 mango para pincel, 1 platillo de mezclas, 1 placa bloqueo luz.

[Ref. 0702901](#)



## CEMENTO PARA BANDAS Y TUBOS KDM CEMENT

Cemento ionómero de vidrio para cementaciones y bases. Debido a sus excepcionales características de mínima solubilidad y baja acidez, le hacen especialmente apropiado para la cementación de coronas, puentes, inlays, onlays, bandas y tubos de ortodoncia. Se adhiere químicamente a esmalte y dentina.

**Contiene:** 35gr polvo +15ml líquido.

[Ref. 710558](#)



## IONÓMERO AZUL PARA LEVANTAMIENTO DE MORDIDA

Cemento dual a base de resina e ionómero de vidrio. Su cementación es ideal para bandas o tubos debido a su fuerte anclaje. También es ideal para el levante de mordida. Puede ser utilizado con o sin luz de curado dental según se quiera acelerar el proceso. Cementación rápida, fácil de limpiar y fraguado dual con liberación de flúor.

**Contiene:** 1 jeringa 10 gr / 5 puntas de mezcla / 5 puntas intraorales.

[Ref. 711281](#)

