


BRACKET



BRACKET

BRACKET METÁLICO MINI





















Es un bracket metálico sólido, con perfil bajo y contornos redondeados que ofrece mayor comodidad para el paciente.























Caso completo (20 uds)

Medida	Ref. ROTH	Ref. MBT
.018	711012	—
.022	711011	710536

Reposiciones Bracket Mini prescripción ROTH (5 uds. por paquete)

	Posición	Código de color	Tamaño	Torque	Ángulo	Ref. ROTH .018	Ref ROTH. 022	
Superior	Derecha	11		3.7 mm.	12	5	711013	711034
		12		3.0 mm.	8	9	711014	711035
		13		3.4 mm.	0	11	711015	711036
		14		3.0 mm.	-7	0	711016	711037
		15		3.0 mm.	-7	0	711017	711038
	Izquierda	21		3.7 mm.	12	5	711018	711039
		22		3.0 mm.	8	9	711019	711040
		23		3.4 mm.	0	11	711020	711041
		24		3.0 mm.	-7	0	711021	711042
		25		3.0 mm.	-7	0	711022	711043
Inferior	Izquierda	31		2.4 mm.	0	0	711023	711044
		32		2.4 mm.	0	0	711024	711045
	Izquierda	33		3.4 mm.	-11	5	711025	711046
		34		3.2 mm.	-17	0	711026	711047
		35		3.2 mm.	-22	0	711027	711048
	Derecha	41		2.4 mm.	0	0	711028	711049
		42		2.4 mm.	0	0	711029	711050
		43		3.4 mm.	-11	5	711030	711051
		44		3.2 mm.	-17	0	711031	711052
		45		3.2 mm.	-22	0	711032	711053

Reposiciones Bracket Mini prescripción MBT (5 uds. por paquete)

	Posición	Código de color	Tamaño	Torque	Ángulo	Ref MBT .022		
Superior	Derecha	11		3.7 mm.	17	4	710559	
		12		3.0 mm.	10	8	710561	
		13		3.4 mm.	0	8	710563	
		14		3.0 mm.	-7	0	710565	
		15		3.0 mm.	-7	0	710567	
		Izquierda	21		3.7 mm.	17	4	710560
			22		3.0 mm.	10	8	710562
			23		3.4 mm.	0	8	710564
			24		3.0 mm.	-7	0	710566
			25		3.0 mm.	-7	0	710568
Inferior	Izquierda	31		2.4 mm.	-6	0	710570	
		32		2.4 mm.	-6	0	710572	
		33		3.4 mm.	-6	3	710574	
		34		3.2 mm.	-12	0	710576	
		35		3.2 mm.	-17	0	710578	
		Derecha	41		2.4 mm.	-6	0	710569
			42		2.4 mm.	-6	0	710571
			43		3.4 mm.	-6	3	710573
			44		3.2 mm.	-12	0	710575
			45		3.2 mm.	-17	0	710577

BRACKET ESTÉTICO DE ZAFIRO

Los brackets de zafiro tienen una apariencia altamente estética, casi invisible. Además, están diseñados para ofrecer menor fricción y excelente deslizamiento. Poseen bordes suaves y redondeados que aseguran mayor comodidad del paciente.

Fácil aplicación y extracción con bordes suaves y redondeados

Estética perfecta con todas las tonalidades de dientes

Mejor fricción
Excelente deslizamiento

Perfil bajo





















Fascinante transparencia

Fabricado en Zafiro Monocristalino





















Caso completo (20 uds)

Medida	Ref. ROTH	Ref. MBT
.018	710537	—
.022	710790	710538

Reposiciones Bracket Zafiro prescripción ROTH (1 ud. por paquete)


	Posición	Código de color	Tamaño	Torque	Ángulo	Ref ROTH .018	Ref ROTH .022	
Superior	Derecha	11		3.20 mm.	11	5	710579	710873
		12		2.95 mm.	10	9	710581	710874
		13		3.20 mm.	0	8	710583	710875
		14		3.20 mm.	-7	0	710585	710876
		15		3.20 mm.	-7	0	710587	710877
	Izquierda	21		3.20 mm.	11	5	710580	710878
		22		2.95 mm.	10	9	710582	710879
		23		3.20 mm.	8	5	710584	710880
		24		3.20 mm.	0	5	710586	710881
		25		3.20 mm.	0	5	710588	710882
Inferior	Izquierda	31		2.85 mm.	0	0	710590	710883
		32		2.85 mm.	0	0	710592	710884
		33		3.50 mm.	-11	7	710594	710885
		34		3.20 mm.	-17	0	710596	710886
		35		3.20 mm.	-22	0	710598	710887
	Derecha	41		2.85 mm.	0	0	710589	710888
		42		2.85 mm.	0	0	710591	710889
		43		3.50 mm.	-11	7	710593	710890
		44		3.20 mm.	-17	0	710595	710891
		45		3.20 mm.	-22	0	710597	710892

Reposiciones Bracket Zafiro prescripción MBT (1 ud. por paquete)

	Posición	Código de color	Tamaño	Torque	Ángulo	Ref MBT .022	
Superior	Derecha	11		3.20 mm.	17	4	710599
		12		2.95 mm.	10	8	710601
		13		3.20 mm.	0	8	710603
		14		3.20 mm.	-7	0	710605
		15		3.20 mm.	-7	0	710607
	Izquierda	21		3.20 mm.	-17	4	710600
		22		2.95 mm.	10	8	710602
		23		3.20 mm.	0	8	710604
		24		3.20 mm.	-7	0	710606
		25		3.20 mm.	-7	0	710608
Inferior	Izquierda	31		2.85 mm.	-6	0	710610
		32		2.85 mm.	-6	0	710612
		33		3.50 mm.	0	3	710614
		34		3.20 mm.	-12	2	710616
		35		3.20 mm.	-17	2	710618
	Derecha	41		2.85 mm.	-6	0	710609
		42		2.85 mm.	-6	0	710611
		43		3.50 mm.	0	3	710613
		44		3.20 mm.	-12	2	710615
		45		3.20 mm.	-17	2	710617

BRACKET AUTOLIGABLE METÁLICO

El Bracket autoligable de baja fricción posee una fuerza constante lo que facilita tratamientos más cortos. Además, posee un diseño ultrafino con perfil bajo con el que consigue un mayor confort para el paciente. Estos brackets se presentan en casos de 28 piezas (el caso es de 5-5 con tubos incluidos en 6 y 7).














Caso completo (20 uds + 8 tubos)





















Medida	Ref. ROTH	Ref. MBT
.022	710657	710658



Reposiciones Bracket Autoligable prescripción ROTH (1 ud. por paquete)

	Posición	Código de color	Tamaño	Torque	Ángulo	Ref ROTH .022	
Superior	11		2.30 mm.	12	5	710893	
	12		2.47 mm.	8	9	710894	
	Derecha	13		1.98 mm.	0	11	710895
	14		2.58 mm.	-7	0	710896	
	15		2.58 mm.	-7	0	710897	
	21		2.30 mm.	12	5	710898	
	22		2.47 mm.	8	9	710899	
	Izquierda	23		1.98 mm.	0	11	710900
	24		2.58 mm.	-7	0	710901	
	25		2.58 mm.	-7	0	710902	
Inferior	31		2.27 mm.	0	0	710903	
	32		2.27 mm.	0	0	710904	
	Izquierda	33		2.05 mm.	-11	5	710905
	34		2.06 mm.	-17	0	710906	
	35		2.27 mm.	-22	0	710907	
	41		2.27 mm.	0	0	710908	
	42		2.27 mm.	0	0	710909	
	Derecha	43		2.05 mm.	-11	5	710910
	44		2.06 mm.	-17	0	710911	
	45		2.27 mm.	-22	0	710012	

Reposiciones Bracket Autoligable prescripción MBT (1 ud. por paquete)

	Posición	Código de color	Tamaño	Torque	Ángulo	Ref MBT .022	
Superior	11		2.47 mm.	17	4	710913	
	12		2.47 mm.	10	8	710914	
	Derecha	13		1.98 mm.	0	8	710915
	14		2.58 mm.	-7	0	710916	
	15		2.58 mm.	-7	0	710917	
	21		2.47 mm.	17	4	710918	
	22		2.47 mm.	10	8	710919	
	Izquierda	23		1.98 mm.	9	8	710920
	24		2.58 mm.	-7	0	710921	
	25		2.58 mm.	-7	0	710922	
Inferior	31		2.31 mm.	-6	0	710923	
	32		2.31 mm.	-6	0	710924	
	Izquierda	33		2.04 mm.	-6	3	710925
	34		2.01 mm.	-12	0	710926	
	35		2.06 mm.	-17	0	710927	
	41		2.31 mm.	-6	0	710928	
	42		2.31 mm.	-6	0	710929	
	Derecha	43		2.04 mm.	-6	3	710930
	44		2.10 mm.	-12	0	710931	
	45		2.06 mm.	-17	0	710932	