

# ELASTÓMEROS

## ELÁSTICOS INTRAORALES

(5.000 uds / paq - 50 bolsas de 100 uds)

Elásticos intraorales de latex que mantienen unas fuerzas consistentes y exactas.

Tamaño	Ref. Ardilla	Ref. Conejo	Ref. Zorro	Ref. Pingüino	Ref. Mono
3.5 oz baja	711184	711185	711186	711187	711188
4.5 oz media	711189	711190	711191	711192	711193
6.5 oz fuerte	711194	711195	711196	711197	711198



## COLOCADOR DE ELÁSTICOS PACIENTE (100 uds)

Con este colocador de elásticos al paciente le resultará más fácil colocarlo y por tanto colaborará más a la hora de llevarlo. Uno de los extremos tiene un gancho para su colocación y en el otro tiene un empujador para ayudarle a quitarlo.

Ref. 004206



## ELÁSTICOS EXTRAORALES (1.000 uds, 20 bolsas de 50 uds)

Los elásticos extraorales son los idóneos para todos los tipos de máscaras faciales.

Tamaño	Códigos	Ref.
16 oz 1/4	Judo	007219
16 oz 5/16	Karate	007221
16 oz 13/8	Boxing	007222
16 oz 1/2	Sumo	007224



## CADENETA ELÁSTICA (1 ud)

Poseen alta elasticidad, memoria constante y excelente estabilidad del color y resistencia a las manchas.

Color	Ref. Corta	Ref. Larga	Ref. Continua
Gris	710423	710425	710735
Transparente	710422	710424	710734
















## ELASTÓMEROS

**LIGADURAS ELÁSTICAS**

(1040 uds / paq - 40 tiras de 26 uds)


Las ligaduras elásticas se presentan en tiras y su diseño permite que se desprendan de las tiras limpiamente sin rebabas. Disponibles en colores únicos o paquete surtido (colores establecidos por el fabricante, no es posible su cambio)

Color		Ref.
Azul Oscuro		710846
Plateado		710847
Marfil		710843
Azul Cyan		710844
Transparente		710845
Negro		702878
Amarillo		702876
Blanco		702877
Morado		702879
Verde		702880
Rojo		702881
Rosa		702882
Naranja		702883
Surtido		702884

**SEPARADORES ELÁSTICOS (1 ud)**

Cada separador está sujeto a un soporte grande y robusto que es fácil de manejar. Los módulos no irritan el tejido blando.

Ref. [711199](#)

**HILOS ELÁSTICOS (3 rollos / paq)**

Hecho de resinas elastoméricas resistentes de alta calidad. No se deshilacha, ni absorbe humedad o deteriora.

.025 de color gris  
Ref. [003589](#)

