

# GANCHOS Y TOPES

## Consejo

Utilice el alicate de ajuste de ganchos de Masel para una colocación fácil.

Alicate de ajuste de ganchos.  
ARTÍCULO 4151-663

Ver página 16

Acabado templado suave

Libres de rebabas para doblar y soldar

## Gancho y tope bola curvo abierto

Deslice simplemente este gancho sobre el arco ajustado y fíjelo con el alicate de fijación de ganchos de Masel 4150-863. Proporciona un anclaje sólido para elásticos y resortes.



Gancho y tope acanalado con bola curva			
cabe en alambre hasta...	gancho izq.	gancho der.	10 por paq
.018" x .025"	.46 x .63mm	4045-314	4045-315
.021" x .025"	.53 x .63mm	4045-316	4045-317

## Gancho y tope quirúrgico tipo bola abierto

Ganchos con bola que se doblan fácilmente en todas las direcciones y permanecen firmemente en posición al fijarse.



Gancho y tope acanalado quirúrgico con bola			
cabe en alambre hasta...	art. n°	10 por paq	
.018" x .025"	.46 x .63mm	4045-318	
.021" x .025"	.53 x .63mm	4045-322	

## Topes rectangulares abiertos

Nuestro tope rectangular evita que el alambre se deslice. No es necesario retirar el arco para poner el tope en posición. Fácil de apretar con un cortador sin filo para mantener la posición. El tope sin gancho está disponible en tiras de 10 para fácil manejo. El gancho opcional es cobresolado para mayor fuerza y seguridad.



Tope rectangular abierto			
	cabe en alambre hasta...	art. n°	10 por paquete
con gancho	.018" x .025"	.46 x .63mm	4045-218
	.021" x .025"	.53 x .63mm	4045-222
sin gancho	.018" x .025"	.46 x .63mm	4045-018
	.021" x .025"	.53 x .63mm	4045-022

## Gancho y tope bola rectangular cerrado

El diseño especial y sólido ofrece un ajuste seguro para cada auxiliar. La sencilla aplicación facilita el desplazamiento sobre el arco.



Gancho y tope acanalado quirúrgico con bola		
cabe en alambre hasta...	art. n°	10 por paq
.018" x .025"	.46 x .63mm	4045-418
.021" x .025"	.53 x .63mm	4045-422

## Gancho y tope rectangular curvo cerrado

Tiene el mismo diseño macizo con la característica añadida de un gancho curvo para ofrecer un anclaje más seguro para elastoméricos.



Gancho y tope rectangular curvo cerrado		
cabe en alambre hasta...	art. n°	10 por paq
.018" x .025"	.46 x .63mm	4045-415
.021" x .025"	.53 x .63mm	4045-417

## Gancho deslizante redondo cerrado

Evite fallos del bracket al ajustar un gancho Kobayashi. Los ganchos están hechos de tubos suaves de paredes sólidas que complementan cualquier configuración elástica.



Gancho deslizante redondo cerrado		
cabe en alambre hasta...	art. n°	10 por paq
.022"	.56mm	4045-122
.030"	.76mm	4045-130

## Topes de arcos Grip-Tight™

Utilice los topes de precisión de Masel para la retracción o rotación de dientes sin la necesidad de soldarlos. Ideal para la distalización de molares con muelles espirales de .045". Los topes ayudan a evitar que el níquel titanio deslizante se salga del tubo bucal. Los topes reutilizables ahorran tiempo al permitir un fácil reposicionamiento.



Llave de ajuste incluida **gratis** en cada paquete

Topes de arcos Grip-Tight				
cabe en alambre hasta...	sin ganchos	ganchos izq.	ganchos der.	5 topes y 5 tuercas por paq
.018" x .025"	.46 x .63mm	4046-020	4046-221	4046-223
.021" x .025"	.56 x .71mm	4046-025	4046-224	4046-226