


LIGADURAS DE MASEL

Nuestro amplio surtido cubre la gama total de requisitos de ligaduras: Desde las 'quick-tie' a las ligaduras trenzadas tradicionales, hacen que se puedan realizar conexiones de forma más rápida y más sencilla con menos pasos y menos desperdicios. ¡El amplio surtido de Masel facilita la adquisición!

Ligaduras auxiliares preformadas Kobayashi



Las ligaduras Kobayashi de Masel tienen una junta soldada sólida que nos permite fabricarlas en alambre de menor diámetro. Las ventajas de nuestro alambre de pequeño diámetro de .010" son que

ocupa menos sitio en la zona de ajuste de ligaduras y aplica menos fuerza en el bracket, y por ello menos riesgo de que éste se caiga de la ligadura directa. Los ganchos soldados por puntos se pueden adaptar fácilmente para uso superior o inferior.


| Ligaduras Kobayashi | | | 100 por tubo |
|---------------------|-----|----------|--------------|
| pulg. | mm | art. n° | |
| .010 | .25 | 4910-010 | |
| .012 | .30 | 4910-012 | |
| .014 | .36 | 4910-014 | |



Ligaduras preformadas de acero inoxidable

Las ligaduras preformadas convenientemente se ajustan mejor, son más fáciles de usar y se introducen mejor en el ala de la ligadura. Como están preformadas, tienen una forma consistente.

| Ligaduras preformadas de acero | | | 1000 por tubo |
|--------------------------------|-----|----------|---------------|
| pulg. | mm | art. n° | |
| .009 | .23 | 4910-119 | |
| .010 | .25 | 4910-120 | |
| .011 | .28 | 4910-121 | |
| .012 | .30 | 4910-123 | |



Alta resistencia, templado blando a fondo y acabado extra brillante.

Alambres para ligaduras en rollo

Nuestro alambre de ligaduras está disponible en carretes económicos de 454 g. Acabado brillante, recocido blando a fondo y en los diámetros de alambre más populares.

| Alambre para ligaduras en rollo | | | 454 g. por rollo |
|---------------------------------|-----|----------|------------------|
| pulg. | mm | art. n° | |
| .009 | .23 | 4920-109 | |
| .010 | .25 | 4920-110 | |
| .011 | .28 | 4920-111 | |



Ligaduras preformadas Órthocosmetic™


PERFECTO PARA BRACKETS CERÁMICOS

Un revestimiento blanco, inerte y resistente a manchas da a estas ligaduras una calidad "invisible" en la boca. Sus pacientes -especialmente los que tienen brackets de cerámica o plástico- agradecerán la estética mejorada. El acero inoxidable recocido blando a fondo da a las ligaduras de Masel justamente el templado correcto para una ligadura rápida y sencilla.

| Ligaduras Ortocosméticas | | | |
|--------------------------|-----|----------|-----------------|
| pulg. | mm | art. n° | 100 por paquete |
| .012 | .30 | 4910-122 | |



Quik-Tie ortocosmética



Kobayashi Quik-Tie ortocosmética

Ligaduras Quik-Tie™ Orthocosmetic™

REVESTIMIENTO ESTÉTICO QUE COMBINA DE FORMA NATURAL CON LOS DIENTES. PERFECTO PARA BRACKETS CERÁMICOS

Las ligaduras Quik-Tie y Kobayashi de Masel están disponibles con un revestimiento de color natural de diente, resistente a las manchas. Fáciles de usar, sólo se debe introducir el alambre sobre el bracket, enroscarlo para ajustarlo y cortarlo si fuera necesario. Se venden precortadas y preenzaladas para ahorrarle tiempo.

| Orthocosmetic Kobayashi Quik-tie | | | |
|----------------------------------|-----|----------|-----------------|
| pulg. | mm | art. n° | 100 por paquete |
| .014 | .36 | 4911-214 | |


| Orthocosmetic Quik-tie | | | |
|------------------------|-----|----------|-----------------|
| pulg. | mm | art. n° | 100 por paquete |
| .010 | .25 | 4911-210 | |

Ligaduras Quik-Tie™


LAS MÁS RÁPIDAS CUANDO SE NECESITA UN GANCHO ELÁSTICO

Elija entre la ligadura tradicional twist tie y la ligadura popular Kobayashi. Completa la inserción de ligaduras sin problemas, con menos desperdicios y en menos pasos.

Quik-Tie Twist



Quik-Tie Kobayashi



Consejo

¡Introducir, enroscar, ocultar y listo! menos cortes, menos desperdicios. Introduzca un arco en menos de la mitad de tiempo con Quik-ties™ de Masel™.

Esto es todo lo que debe hacer:

- 1) Coloque el alambre sobre el bracket.
- 2) Enrózquelo para ajustarlo y córtelo si fuera necesario.
- 3) Oculte el extremo y siga entonces con el diente siguiente... ¡Y listo!

| Kobayashi Quik-tie | | | |
|--------------------|-----|----------|-----------------|
| pulg. | mm | art. n° | 100 por paquete |
| .012 | .30 | 4911-012 | |
| .014 | .36 | 4911-014 | |

| Twist Quik-tie | | | |
|----------------|-----|----------|------------------|
| pulg. | mm | art. n° | 1000 por paquete |
| .010 | .25 | 4911-010 | |

ARTÍCULO 4150-975 Lápiz ligador Quik Tie™

LÁPIZ LIGADOR ENROSCADOR SUPERPRÁCTICO

Se carga con un tironcito del dedo y sujeta firmemente todas las ligaduras pre-enroscadas y pre-cortadas y ligaduras Kobayashi. El agarre no deslizante se suelta solamente tras activarlo. Resistente a la esterilización por calor o desinfección fría.

