

ORTODONCIA

Presentamos una cuidada selección de artículos de marca propia.

Llevamos más de 20 años distribuyendo artículos de ortodoncia, por eso hemos sabido seleccionar determinados productos para incorporarlos a nuestra marca propia con todos los controles de calidad de siempre, mejorando los precios y con la garantía de una empresa sólida.

91 61 66 200

www.importaciondental.com



TUBOS BUCALES

El tamaño de este tubo es pequeño para evitar molestias, interferencias oclusales y descementados, resultando muy cómodo para los pacientes.

- + Superficies redondeadas.
- + Área para encajar el instrumental.
- + Marca para una mejor orientación.
- + Malla de 80 micras.
- + Amplia entrada.



TUBO SIMPLE

	ROTH 0.18	ROTH 0.22	MBT 0.22	TUBO DOBLE ROTH 0.18	ROTH 0.22	MBT 0.22	TUBO DOBLE Nº 7 ROTH 0.22
Sup/Dcha	REF. 710404	REF. 710400	REF. 710408	REF. 710416	REF. 710412	REF. 710420	REF. 710736
Sup/Izda	REF. 710405	REF. 710401	REF. 710409	REF. 710417	REF. 710413	REF. 710421	REF. 710737
Inf/Dcha	REF. 710402	REF. 710398	REF. 710406	REF. 710414	REF. 710410	REF. 710418	REF. 710739
Inf/Izda	REF. 710403	REF. 710399	REF. 710407	REF. 710415	REF. 710411	REF. 710419	REF. 710738

CADENETAS

Elasticidad duradera, disponible en rollos de 4.57m.

- + Alta elasticidad
- + Memoria constante
- + Excelente estabilidad del color y resistencia a las manchas

CORTA LARGA CONTINUA

REF. 710423	REF. 710425	REF. 710735
REF. 710422	REF. 710424	REF. 710734


Gris

Transparente



MÁSCARA FACIAL MULTI-AJUSTABLE

- + Aptas para niños y adultos.
- + Triple ajuste.
- + Forma ergonómica.
- + Almohadillas acolchadas para la máxima comodidad.
- + Incl. almohadillas de recambio y llave allen.




AZUL
REF. 710534

ROJA
REF. 710535

BRACKET METÁLICO AUTOLIGABLE [PASIVO 7-7]

- + Bracket autoligado de baja fricción.
- + Adopta un slide pasivo por lo que proporciona una fuerza constante.
- + Deslizamiento de la pieza dental más rápido, con menor fricción (tratamientos más cortos).
- + Diseño ultra-fino con perfil bajo, que minimiza el grosor del bracket y ofrece un mayor confort para el paciente.



ROTH 022

REF. 710657

Maxilar

Mandibular

	Central	Lateral	Cúspide	Bicúspide
Torque	12°	8°	-2°	-7°
Angulación	5°	9°	13°	0°
Rotación	0°	0°	4°	2°

	Anterior	Cúspide	1 ^{er} bicúspide	2 ^{er} bicúspide	
Torque	-1°	-11°	-17°	-22°	Torque
Angulación	2°	7°	-1°	-1°	Angulación
Rotación	0°	2°	4°	4°	Rotación

MBT 022

REF. 710658

Maxilar

Mandibular

	Central	Lateral	Cúspide	Bicúspide
Torque	17°	10°	0°	-7°
Angulación	4°	8°	0°	0°
Rotación	0°	0°	0°	0°

	Anterior	Cúspide	1 ^{er} bicúspide	2 ^{er} bicúspide	
Torque	-6°	-6°	-12°	-17°	Torque
Angulación	0°	3°	2°	2°	Angulación
Rotación	0°	0°	0	0°	Rotación

INSTRUMENTO APERTURA BRACKETS AUTOLIGABLES

Instrumental para apertura y cierre de brackets autoligados.

Compatible con numerosas marcas del mercado.

REF. 710649



PINZA CEMENTADO DIRECTO PARA BRACKETS

Pinza posicionadora de Brackets mediana 12 cm.

REF. 710522



DIRECTOR LIGADURAS

Doble Instrumento para colocación de ligaduras y empujador de arcos preformados.

REF. 710523



TOPE ARCO BOLA ABIERTO 21 X 25 RECTO

Ganchos con bola que se doblan fácilmente en todas las direcciones y permanecen firmemente en la posición al fijarse.

REF. 710672



ESTRELLA POSICIONADORA DE BRACKETS

- + Posicionador en 4 alturas.
- + En forma de estrella.
- + Para cementar todo tipo de brackets

REF. 710673

