

TUBOS
BUCALES,
ACCESORIOS
Y BANDAS

TUBOS BUCALES

Es un tubo pequeño para evitar molestias e interferencias oclusales o descementados. El resultado es un diseño muy cómodo para los pacientes, ya que además posee superficies redondeadas, zona de trabajo para el instrumental, marca para una mejor orientación, malla de 80 micras y una entrada amplia.



Tubo bucal simple (5 uds)

Posición	Ref. ROTH .018	Ref. ROTH .022	Ref. Nº 7 ROTH .022	Ref. MBT 022	Ref. Nº 7 MBT 022
Superior / Derecha	710404	710400	710736	710408	711202
Superior / Izquierda	710405	710401	710737	710409	711203
Inferior / Derecha	710402	710398	710739	710406	711205
Inferior / Izquierda	710403	710399	710738	710407	711204

Tubo bucal doble (5 uds)

Posición	Ref. ROTH .022	Ref. ROTH .022	Ref. MBT 022
Superior / Derecha	710416	710412	710420
Superior / Izquierda	710417	710413	710421
Inferior / Derecha	710414	710410	710418
Inferior / Izquierda	710415	710411	710419

ACCESORIOS LINGUALES

Botón lingual metálico recto (10 uds)



Ref. 711166

Botón lingual estético (10 uds)



Ref. 711167

Botón lingual curvo (10 uds)



Ref. 003607

TOPE ARCO BOLA ABIERTO 21 X 25 RECTO (10 uds)

Ganchos con bola que se doblan fácilmente en todas las direcciones y permanecen firmemente en la posición al fijarse.

Ref. 710672 largo 7,5 mm

Ref. 710789 largo 4,0 mm




TOPE ARCO ABIERTO (paquete de 10 uds)

Ref. 711176



GANCHO DE EXTRUSIÓN CON CADENA DORADA (paquete de 2 uds)



Ref. 702871

BANDAS ANATÓMICAS Y CÓMODAS PARA EL PACIENTE (paquete de 2 uds por medida)

Bandas anatómicas y cómodas para el paciente. Disponibles en paquetes de 2 ud por cada medida.

Cómo pedir su banda:

- 1- Elija el tamaño: De 29.5 a 42.
- 2- Elija el accesorio:
 - a. En superiores puede elegir entre tubo triple y cajetín o tubo triple y cleat lingual.
 - b. En inferiores sólo está disponible con tubo doble y cleat lingual.
- 3- Elija la posición:
 - a. Superior (derecho o izquierdo)
 - b. Inferior (derecho o izquierdo)

