

NOVEDADES Y OFERTAS

IMPLANTOLOGÍA

Del 1 de septiembre al
31 de diciembre de 2020

**FRESA
COLECTORA
DE HUESO**

~~120€~~
109€

REF. 710729

La fresa colector de hueso posee un diseño especial para la recolección de hueso autólogo de distintas zonas como la línea oblicua externa o mentón y poder utilizarlo en defectos óseos. Gracias a su uso puede obtener en poco tiempo hueso autógeno de excelente calidad. Esta fresa posee una excelente estabilidad y es muy sencilla de utilizar.



Ø 3.8

33,5 mm

4,3 mm




PACK 1

PVP **440€**

OFERTA **350€**

**CAJA
QUIRÚRGICA
PEQUEÑA**

REF. 710743



**+ 6 FRESAS
OSTEOPLUS**



**SET QUIRÚRGICO
DESECHABLE**

REF. 005762



Con tejido mejorado para mayor seguridad

Set adaptado a la normativa EN3795:2011. Se han modificado los tejidos por otros más resistentes a la penetración microbiana tanto en estado seco como húmedo, más resistentes a la penetración de líquidos, así como a la rotura y sin desprendimiento de partículas. Su implementación en el quirófano supone una mejora en la calidad asistencial proporcionada debido a la reducción de infecciones postoperatorias.

Características:

- + Paño esterilización 75x75cm, 1 ud
- + Paño 75x90cm, 2 capas, fenestrada Ø7cm, 1 ud
- + Paño 50x60cm, 2 capas, fenestrada Ø6cm, 1 ud
- + Paño 50x50cm, 2 ud
- + Apósito 7.5x7.5cm, 8 capas, 17 hilos, 10 ud
- + Cubremangueras 8x 120cm, 2 ud
- + Gorro universal verde, 1 ud
- + Máscara quirúrgica con elásticos verde, 2 ud
- + Gorro cirujano verde, 1 ud
- + Cubrezapatos, 6 ud
- + Batas de cirugía con puño, talla M, 2 ud
- + Guantes de látex, tallas S, M y L, 2 pares de cada medida

16,50€

**OFERTA POR
CANTIDAD**

10+2



Telf. pedidos

91 61 66 200

pedidos@importaciondental.com

Síguenos en Facebook
para conocer las últimas
novedades, noticias y promociones



PACK 2PVP **101,85€**OFERTA **82,25€****RASPADOR DE HUESO**

REF. 006507

**+ RECIPIENTE PARA MEZCLAR HUESO**

REF. 006170

**ALICATE PARA QUITAR RAÍCES**

REF. 005768

Gracias a su revestimiento ROCKHARD, tipo diamante, permite un agarre seguro de piezas pequeñas como por ejemplo instrumentos endodónticos, diminutos fragmentos de raíces, resto de matrices atascadas,...

~~138,95€~~ **99€****LÍNEAS DE IRRIGACIÓN**IMPLANTMED W&H
[CAJA 6 UDS]

REF. 001381

~~61€~~
57€/ud.SURGIC XT PLUS NSK
[CAJA 5 UDS]

REF. 008787

~~60€~~
39,99€/ud.**ESTUCHE PARA MICROCIRUGÍA CARL MARTIN**

REF. 710432

~~290€~~
222,50€

Contenido: LS1152RH/16, LS852RH/16, LS792DE-RH/16, 990 Bolígrafo aceite.

Los instrumentos de microcirugía tienen una superficie de óxido de titanio y sus puntas tienen una dureza excepcional. El instrumento es muy fino y ligero para mayor comodidad.

**SET DE EXPLORACIÓN INICIAL**

REF. 006394

Este juego para el primer examen contiene 3 productos: Pinza, sonda y espejo (radio#4 plano)

~~24,05€~~
14,50€**PACK 3**PVP **328€**OFERTA **215€**


SECUENCIA COMPLETA FRESAS DE CIRUGÍA GUIADA DIÁMETROS 2, 2.7, 3.1 y 3.6mm



+ ACTIVOSS
Tamaño grano 0,5-1mm.

REF. 702607 Cant. 0,5 gr.





BIOMATERIAL ACTIVIOSS

TAMAÑO GRANO 0,5-1MM.
CANT. 0,5 GR.

REF. 702607

68€/ud.

TAMAÑO GRANO 0,5-1MM.
CANT. 1 GR.

REF. 710062

85€/ud.

A PARTIR DE...

3 UDS.

62€/ud.

6 UDS.

55€/ud.

A PARTIR DE...

3 UDS.

78€/ud.

6 UDS.

65€/ud.

MEMBRANA ACTIVIOSS

REF. 710445 15X20MM

- + Membrana sintética compuesta de ácido poliláctico glicólico (PLGA)
- + Reabsorción lenta y controlada durante 6 meses.
- + Excelente biocompatibilidad.

- + Estructura bicapa.
- + Fácil de manipular.

99,50€
93,50€



PACK 4

PVP 167,50€

OFERTA 155€

BIOMATERIAL
Tamaño grano 0,5-1mm.

REF. 702607 Cant. 0,5 gr.



+

MEMBRANA
ACTIVIOSS
15X20

REF. 710445



LÁSER

REF. 710650

¡Cabe en una mano!



Láser para tejido blando ideal para odontología

- + Tamaño reducido + 810 nm.
- + Luz azul + Batería de 3h de autonomía

① Ancho x Fondo x Altura
12,5 cm x 16 cm x 15 cm

4.390€ 3.200€

PUNTAS ZAFIRO LSR
4MM, 400UM [25 UDS]

REF. 710651

195,50€ 165€/paq.

PUNTAS ZAFIRO LSR
8MM, 300UM PARA PERIO [25 UDS]

REF. 710652





EXTRACTOR DE IMPLANTES

REF. 710731

50€ **45€**

El extractor de implantes le permitirá retirar implantes cuya conexión esté dañada y no sea posible otra vía. Es válido para implantes de todos los sistemas. El procedimiento es muy sencillo, se conecta a la carraca y se gira en sentido contrario a las agujas del reloj (Es importante no exceder 170n.cm de torque)

EXPANSOR DE HUESO 60€/ud.



REF. 702480

REF. 702481

Nº1 Ø 1,90 / Ø 2,50

Nº2 Ø 2,40 / Ø 3,30

REF. 702482

REF. 702483

Nº3 Ø 3,00 / Ø 4,00

Nº4 Ø 3,70 / Ø 4,50

A PARTIR DE 2 UDS.

10%

A PARTIR DE 4 UDS.

15%

TIJERAS EASY CLEAN

Estas tijeras poseen un revolucionario sistema por el que se separan ambos lados para lograr una limpieza más exhaustiva y sencilla.

Este kit de tijeras para encía está realizado con acero inoxidable de alta calidad, el recubrimiento negro se logra con un procedimiento natural que le confiere mayor dureza y a la vez este color consigue reducir los reflejos. Admite todos los procesos de limpieza habituales, esterilizable en autoclave max. 134º.

REF. 711278

Incluye:

REF. 802/12EC

GOLDMAN FOX DE 13CM MICRODENTADA

REF. 864/13EC

TIJERA CURVA ENCÍA 12CM



139,90€
99€

LUPAS PERIOPTIX Tan ligeras que olvidará que las lleva

Personalizadas para la geometría facial del usuario garantizando buena resolución en todo su campo de visión.



Solicite demostración

LENTE 2.7X

1.481€

REF. 710638

1.279€

LENTE 3.1X

1.661€

REF. 710639

1.385€

ACCESORIOS PERIOPTIX

LUCES CON CABLE

1.120€

REF. 710549

896€

LUCES SIN CABLE

1.493€

REF. 710550

1.280€



PACK 5

LENTE



+

LUCES



DESCUENTO SOBRE PRECIO REBAJADO

10%

MASILLA INYECTABLE ACTIVOISS

El sustituto óseo Activioiss presenta un nuevo formato en jeringa que contiene una masilla inyectable que puede ser inyectada directamente o puede ser moldeado con los guantes o con el instrumental quirúrgico. Posee las mismas propiedades que el formato en polvo.

0.1-0.7MM. 1.0CC

REF. 710732

158€ **126€/ud.**

